

Alkomaty Dräger do zastosowań prewencyjnych

Przyczyną największej ilości wypadków z udziałem samochodów jest alkohol. Czasami ciężko jest nakłonić kierowcę do dobrowolnego badania, dlatego powstały alkomaty, które prócz pomiarów tradycyjnych pozwalają przeprowadzić badanie pasywne podejrzanego, stawiającego opór bądź nieprzytomnej osoby.

Alcotest Dräger



Model alkotestu	3820	5820	6820	5510	7510	9510
Ilość przycisków funkcyjnych	1	3	3	3	3	1
Czas uruchamiania (sek.)	5	2	2	6	6	-
Krótki czas pomiaru (max 10 s.)	●	●	●	●	●	●
Wymagana kalibracja - pomiary / czas	1500 / 12 miesięcy	2000 / 12 miesięcy	1000 / 6 miesięcy	1000 / 12 miesięcy	2500 / 12 miesięcy	2500 / 12 miesięcy
Krótki czas wygrzewania ustnika	●	●	●	●	●	●
Pomiar pasywny / aktywny	●	●	●	●	●	●
Ochrona	IP 52	IP 54	IP 54	IP 54	IP 52	-
Ładowanie akumulatorów w urządzeniu	●	●	●	●	●	nd
Kompatybilność z drukarką mobilną	●	●	●	●	●	wbudowana
Transfer danych do PC	●	●	●	●	●	nd
Zakres pomiarowy	< 5‰	< 5,25‰	< 5,25‰	< 5,25‰	< 5‰	< 5,25‰
Wymogi	EN 15964, NHTSA, FDA	EN 15964, NHTSA, FDA	EN 15964, 89/336/EWG	EN 15964, 89/336/EWG	EN 60068-2-6, EN 60068-2-29 89/336/EC	89/336/EC 72/23/EWG